



ZirconTech Diamond

Pasta diamantata con nanotecnologia a grana fine per eliminare l'effetto laccato degli elementi sottoposti alla Glasura , conferendo alle protesi caratteristiche di naturalezza eliminando l'effetto laccato su Zirconio, Disilicato di Litio e Ceramica

Istruzioni d'uso:

Usare la pasta **DIAMOND** con spazzolini **Dakota** esercitando una pressione costante dopo avere effettuato la glasura.

RPM  raccomandato 10.000/20.000.